Инструкция по установке мобильного приложения CRM Pharma

Общие требования к мобильному приложению

В таблице указаны поддерживаемые приложением операционные системы и их версии

ос	Минимальная поддерживаемая версия	Минимальное разрешение экрана
iOS	12.5.5	2048x1536
Android	9.0	1920x1200

Приложению для корректного функционирования требуются разрешения пользователя на:

- Доступ к геолокации пользователя для отслеживания геопозиции пользователя, чекина по геопозиции
- Доступ к файловому хранилищу для локального хранения презентаций
- Доступ к отправке приложением уведомлений (push) для передачи и отображения информации о предстоящих событий, появлении новых опросов, презентаций и пр.

В случае, если пользователь не даст доступ приложению к указанным выше опциям, то приложение не будет функционировать корректно.

В таблице ниже приведены дополнительные опции и их поддержка в мобильном приложении

Опция	Поддерживается (да/нет)	Примечание
Изменение ориентации экрана	Нет	Приложение поддерживает только горизонтальную ориентацию экрана
Увеличение шрифта приложения при увеличении шрифта на устройстве	Нет	Не поддерживается изменение шрифта.
Поддержка разных языков	Нет	Только русский язык

Установка на Android

- 1. Скачать файл .apk, предоставленный разработчиком решения.
- 2. В любом файловом менеджере нажмите по файлу АРК.
- 3. В окне предупреждения "Установка заблокирована", нажмите "Настройки".
- 4. В открывшемся окне настроек, найдите пункт "Неизвестные источники" и активируйте ползунок.
- 5. В окне подтверждения, нажмите "ОК".
- 6. Вернитесь к файлу АРК и нажмите "Установить".

Установка на IOS

Шаг 1. Установить приложение TestFlight через AppStore.

Шаг 2. Перейти по ссылке предоставленной разработчиком решения в testflight на устройстве iPad.

Шаг 3. Нажать на кнопку «Открыть»



Шаг 4. Установить и открыть приложение с названием полученным от разработчика решения

Шаг 5. Далее приложение появится на рабочем столе в списке приложений.